

Manual: Home Kids Microscope

- 1) Unscrew the cover at the bottom of the microscope and Insert 2xAA 1.5V batteries (not included) making sure the polarity is correct. Screw the cover back on. Batteries can be inserted by adults only!
- 2) Switch the light on by sliding the switch at the bottom of the toy to the "ON" position. To turn it off, slide it to the "OFF" position.
- 3) Remove the eyepiece cover. Place the sample you want to examine on the clamp plate. You can use the transparent plastic piece for the sample. Rotate the head of the microscope to set the desired zoom. The wheels at the bottom zoom the light in or out.
- 4) Use the larger wheels on the microscope arm to sharpen the image. The whole arm of the microscope can also be tilted for better lighting.

Návod: Dětský mikroskop

- 1) Odšroubujte dvířka vespuđu mikroskopu. Do hračky vložte 2xAA 1,5V baterie (nejsou součástí balení), dbejte na správnou polaritu. Baterie smí vkládat pouze dospělá osoba. Dvířka opět přišroubujte.
- 2) Osvětlení rozsvítíte přepnutím vypínače na spodní straně hračky do polohy „ON“. Vypnete jej přepnutím do polohy „OFF“.
- 3) Sejměte krytku okuláru. Na stolek se svorkami položte vzorek, který chcete zkoumat.
Můžete použít plastové sklíčko. Nastavte si otočením hlavice požadované přiblížení. Kolečky ve spodní části přiblížíte nebo oddálíte osvětlení.
- 4) Většími kolečky na ramenu mikroskopu doostříte obraz. Pro získání lepšího světla je možné naklápět i celé rameno mikroskopu.

Návod: Detský mikroskop

- 1) Odskrutkujte dvierka zo spodnej strany mikroskopu. Do hračky vložte 2xAA 1,5V batéria (nie sú súčasťou balenia), dbajte na správnu polaritu. Batérie môže vkladať len dospelá osoba. Dvierka opäť priskrutkujte späť.
- 2) Osvetlenie rozsvietite prepnutím vypínača na spodnej strane hračky do polohy „ON“. Vypnete ju prepnutím do polohy „OFF“.
- 3) Zložte krytku z okulára. Na stôl so svorkami položte vzorku, ktorú chcete skúmať. Môžete použiť plastové sklíčko. Nastavte si otočením hlavice požadované priblíženie. Kolieska v spodnej časti priblížite alebo oddialite osvetlením.
- 4) Väčšími kolieskami na rameno mikroskopu zaostríte obraz. Na získanie lepšieho svetla je možné naklápať aj celé rameno mikroskopu.

Instrukcja obsługi: Mikroskop dla dzieci

- 1) Odkręć pokrywę przedziału baterii w dolnej części mikroskopu. Włóż do zabawki baterie 2xAA 1,5V (brak w zestawie), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
Baterie może wkładać wyłącznie osoba dorosła. Przykręć ponownie pokrywę.
- 2) Aby włączyć światło, przestaw przełącznik na spodzie zabawki do pozycji „ON”. Aby je wyłączyć, przełącz do pozycji „OFF”.
- 3) Zdejmij pokrywę okularu. Umieść próbkę, którą chcesz zbadać, na podstawie z uchwytami. Możesz użyć plastikowego szkiełka. Obróć głowicę, aby ustawić żądane powiększenie. Za pomocą pokręteł w dolnej części mikroskopu przybliżysz lub oddalisz światło.
- 4) Użyj większych pokręteł na ramieniu mikroskopu, aby wyostrzyć obraz. Całe ramię mikroskopu można również odchylić, aby uzyskać lepsze światło.

Használati útmutató: Gyerek mikroszkóp

- 1) Csavarozza le a mikroszkóp alján található kis ajtót. Helyezzen be 2xAA 1,5V-os elemet a játékba (nem része a csomagolásnak), ügyelve a megfelelő pozícióra. Az elemeket csak felnőtt rakhatja a helyükre. Csavarozza vissza az ajtót.
- 2) A világítás bekapcsolásához csúsztassa a játék alján található gombot „ON” állásba. A kikapcsoláshoz csúsztassa át „OFF” pozícióba.
- 3) Távolítsa el a fedőt a szemlencséről. Helyezze a vizsgálni kívánt mintát a tárgyasztalra. Használhatja a műanyag pipettát. Forgassa el a fejet a kívánt nagyítás eléréséhez. Az alsó részen található kerek segítségével állíthatja be a megvilágítást.
- 4) A mikroszkóp alján lévő nagyobb kerek élesíti a képet. A jobb fény érdekében a nagyító teljes karja eldönthető.

Instrucțiuni: Microscop pentru copii

- 1) Desurubați capacul de la partea de jos a microscopului și introduceți 2 baterii de tip AA de 1,5V (nu sunt incluse), asigurându-vă că polaritatea este corectă. Strângeți capacul la loc. Bateriile pot fi introduse doar de către adulți!
- 2) Porniți lumina glisând comutatorul de la partea de jos a jucăriei în poziția "ON". Pentru a o opri, glisați-l în poziția "OFF".
- 3) Îndepărtați capacul ocular. Așezați eșantionul pe care doriți să-l examinați pe placă. Puteți utiliza piesa de plastic transparent pentru eșantion. Rotiți capul microscopului pentru a seta zoom-ul dorit. Roțile de la partea de jos ajustează lumina pentru a mări sau micșora imaginea.
- 4) Utilizați roțile mai mari de pe brațul microscopului pentru a ajusta imaginea. Întregul braț al microscopului poate fi, de asemenea, înclinat pentru o iluminare mai bună.